



Car Klinik Action Camper

Telefon: 0581 38 97 680


E-Mail: carklinik-uelzen@t-online.de

Web: www.car-klinik-uelzen.de

Car Klinik Action Camp1.0



Der Car Klinik Action Camp1.0 Ausbau besteht aus einem großen Schrank, hinten links mit zwei Rollladentüren und einem Fach im Radkasten inkl. Kompressor Kühlbox.



Die große Küche mit drei Schubladen, einer Rollladentür sowie drei Staufächer bietet viel Platz. Ebenso ist ein Multifunktions Tisch für den Innen- und Außenbereich vorhanden.

Der Wallas-Diesellocher mit Ceranfeld hat eine Heizfunktion. Die Spüle mit Wasserhahn, der über ein 12L Frischwasserkanister bedient wird, ein Abwassertank ist im Seitenteil links versteckt.

Die Schlafsitzbank Reimo V3000 ist auf einem Schienensystem (mit fünf Fahrpositionen) und hat drei Sitzplätze, zwei Isofix und eine Schublade unter der Bank.



Car Klinik Action Camp2.0



Die Küche enthält einen Front-Kompressor-Kühlschrank mit ca. 34l mit 6l Gefrierfach, einen Multifunktionsstisch mit Schwenkarm für Drinnen und Draußen. Der Wallas-Diesellocher mit Ceranfeld und Heizfunktion (Standheizung 2KW) sowie eine Spüle mit Glasdeckel und Wasserhahn sind im Car Klinik Action Camp2.0 Ausbau enthalten. Ein 40L Frischwasserkanister befindet sich hinten links unter der Reimo V3000 Schlafsitzbank, Der Abwassertank ist hinter der Küchenzeile versteckt mit Ablass nach außen.



Der Car Klinik Action Camp2.0 Ausbau bietet durch einen großen Schrank hinten links mit zwei Rollladentüren und ein Fach über den Radkasten zusätzlich viel Platz.

Car Klinik Action Camp3.0



Der Car Klinik Action Camp3.0 Ausbau bedient den langen Radstand und steht auf der Basis des Car Klinik Action Camp1.0 Ausbaus durch die zusätzliche Schrankeinheit im Küchenbereich, ergibt sich in diesem Ausbau noch mehr Stauraum.



Auch hier ist wie bei dem Car Klinik ActionCamp1.0 die Kücheneinheit mit einem Wassersystem ausgestattet, welches aus einer Spüle mit Wasserhahn, einem 12L Frischwasserkarister sowie ein Abwassertank im Küchenbereich besteht.



Die Schlafsitzbank Reimo V3000 kann hier in sechs Fahrpositionen genutzt werden.

Car Klinik Action Camp4.0



Der Car Klinik Action Camp4.0 Ausbau ist ein Camper Ausbau für den langen Radstand und basiert, wie bereits der Car Klinik Action Camp3.0 Ausbau, auf der Version des kurzen Radstandes wie den Car Klinik Action Camp1.0 sowie des Car Klinik Action Camp2.0 Ausbaus.



Bei dem Car Klinik Action Camp4.0 ist ein großes Platzangebot, durch die verschiedenen Staufächer, vorhanden. Auch hier durch den Front-Kompressor-Kühlschrank ergibt sich ein zusätzliches Staufach im großzügigen Heckschrank über dem Radkasten.

Car Klinik Duo Camp



Der Car Klinik Duo Camp Ausbau ist für ein bis zwei Personen, bietet durch seine großzügige Sitzzecke viel Platz, die Sitzfläche kann durch eine Hubtischanlage in eine große Liegefläche umfunktioniert werden. Auch hier durch die großzügige Sitzeinheit und einem Hochschrank, gibt es auch in diesem Car Klinik Ausbau, viele Verstaumöglichkeiten.



Der Küchenblock besteht aus einem Gaskocher und einer Spüle mit Wasserhahn, Frisch- und Abwassertank mit je 12l Fassungsvermögen. Eine Kompressor-Kühlbox Engel MT35F und eine Außendusche ist ebenfalls vorhanden.

Car Klinik Action Camp Magic



Eine große L-Küche mit unser Wallas Dieselkocher Ceranfeld mit Standheizungsfunktion, Spüle mit Glasabdeckung und zwei Frischwasserkanister sowie ein Abwassertank den man draußen ablässt, ein klappbaren Tisch nach außen und viel Stauraum mit 4 großen Schubläden.



Der große Kleiderschrank hinten rechts ist mit den zwei großen Rollläden, vier großen Schubläden sowie mit den drei Fächern, an der Stirnseite, ein echtes Raumwunder auf dem Basisfahrzeug eines Transporters. Die Halterung für die Tischanlage und einer Beleuchtung, am Schrank laden auch hier wie in allen Car Klinik Action Camp Ausbauten zum Verweilen ein.



Das Auszieh-Sofa mit den drei große Stauklappen hat eine Sitzfläche von 1950mm×400mm und einer Schlaffläche von 1950mm×750mm bis 1100mm.

Car Klinik Action Camp2.0 Future



Der Car Klinik Action Camp Future Ausbau zeichnet sich dadurch aus das anstatt eines großes Heckschanks einen Bettverbreiterung entstanden ist.



Hier ist auch eine Küchenzeile mit einem Front-Kompressor-Kühlschrank und einen Multifunktionstisch mit Schwenkarm. Der Wallas-Diesellocher mit Ceranfeld und Heizfunktion sowie eine Spüle mit Wasserhahn sind im Car Klinik Action Camp Future Ausbau vorhanden.

Der Stauraum geht dennoch nicht verloren. Da unter der der Bettverbreiterung ein ebenfalls großes Staufach vorhanden ist.



Ein 40L Frischwasserkanister befindet sich hinten links unter der Reimo V3000 Schlafsitzbank, der Abwassertank ist hinter der Küchenzeile, mit Ablass nach außen.

Die Elektrik

bei allen Car Klinik Action Camp Ausbauten besteht diese aus einer Wohnraumbatterie mit Ladung bei Fahrt und ein 230V Ladegerät, enthalten sind ebenso eine Doppel-USB-, zwei 20A Power- und drei 230V Steckdosen. Des Weiteren ist ein FI-Schutzschalter, eine CEE-Eingangssteckdose (Motorraum) mit CEE-Eingangskabel und 230V Verlängerungskabel sowie ein 20A Ladegerät mit Lüfter vorhanden.

Die Car Klinik Action Camp Ausbauten sind ausgestattet mit einer LED-Beleuchtung über der Küche, einem LED-Lichtband RGB mit Fernbedienung sowie im Heckbereich zwei LED-Touch-Spots. Zusätzlich haben die Car Klinik Action Camp Ausbauten Gardinen diese sind Blickdicht in der Küche, der Schiebetür und mit einem Vorhang zum Fahrerhaus ausgerüstet.



Car Klinik Action Camp2.0 Möbelkorpus für Selbstausbauer

Ausbau Car Klinik Action Camp2.0 ohne Ausschnitte in der Küchenarbeitsplatte und Frontblende.

Der Ausbau ist 3-teilig, (Heckschrank mit drei Rollos, Küche mit zwei Schubläden, einem Rollo und ein Raum für den Kompressor-Kühlschrank, bei nicht Verwendung können wir eine Tür einbauen. Hängeschrank mit drei Klappen über der Küche (Deckel mit vom Heckschrank ist).

Unser Action Camp2.0 Ausbau ist passend für den VW T5, T6, T6.1 kurzer Radstand mit einer Fußbodenendhöhe von 35mm (mit Unter Lattung und mindestens 25mm Isolierung sowie die Bodenplatte)

Unseren Car Klinik Action Camp2.0 Ausbau können wir in Silber, Anthrazit Matt/ Silber, Matt Weiß/Silber oder in Olme anbieten (weitere Farben auf Anfrage) .

Achtung: Durch abweichende Karosserien und Fußböden muss der Möbelkorpus in jedes Basisfahrzeug angepasst werden (gerne auf Anfrage).





Zusätzlich können alle Car Klinik Action Camp Ausbauten mit einer 12V Fußbodenheizung, einen 12V Heizstab für Warmwasser, einer Außendusche hinten im Heckbereich und einer Car Klinik Action Camp Trocken-Trenntoilette ausgestattet werden.

In allen Car Klinik Action Camp Ausbauten ist der Wallas-Dieselkocher mit Ceranfeld und Standheizungsfunktion verbaut. Die Spüle mit Frischwasserkanister und Abwassertank. Das Abwasser wird bei unseren Ausbauten außen abgelassen. Des Weiteren gibt es einen Kompressor Kühlschrank und die Schlafsitzbank Reimo V3000 auf Schienensystem mit 5-6 Fahrpositionen. Der Car Klinik Action Camp Fußboden inkl. Isolierung ist mit (wahlweise) PVC belegt. Die Bordelektrik besteht aus einer 12V und 230V Anlage sowie LED-Beleuchtung. Die Fahrzeuge werden mit Filz in Anthrazit isoliert.

Terminvereinbarung bei uns vor Ort in Uelzen

- Besprechungen/Beratung über Individuelle Ausbauten /Kundenwünsche sowie über unsere Car Klinik Action Camp Ausbauten
- Nachrüstungen Aufstelldächer
- Nachrüstungen Hochdächer
- Informationen rund um unsere Wohnmobile Car Klinik Action Camper

Telefon: 0581 38 97 680

Handy: 0171 800 57 22

E-Mail: carklinik-uelzen@t-online.de

Web: www.car-klinik-uelzen.de